1. 已知葡萄酒中所含花青素在 546~nm 的摩尔消光系数  $\varepsilon=2.5\times 10^4~cm^{-1}\cdot M^{-1}$ , 花青素分子量约为 300~Da, 葡萄酒稀释 100 倍后在 1~cm 的吸收池中吸光度 (A) 为 0.5, 根据 Lambert-Beer 定律计算 1000~mL 的葡萄酒中含多少花青素.

$$A = \varepsilon \cdot c \cdot d$$

$$c = 100 \times \frac{A}{\varepsilon \cdot d}$$

$$= 2 \times 10^{-3} \ mol/L$$

$$m = 300 \times 2 \times 10^{-3} \ g$$

$$= 0.6 \ g$$